

# droplet<sup>®</sup>

pen needles

## Para su seguridad y comodidad

- Las agujas para plumas Droplet<sup>®</sup> están diseñadas para satisfacer sus necesidades de tratamiento de la diabetes
- La aguja de calidad premium ofrece comodidad durante la inyección de insulina
- Existen nueve largos de aguja para satisfacer sus preferencias personales
- Consulte a un profesional de la salud para elegir la versión correcta de la aguja para pluma Droplet<sup>®</sup>

**NUEVO**


> 32G x 5mm

> 32G x 6mm

> 32G x 8mm

> 31G x 5mm


Rosca con  
diseño nuevo




Flujo de insulina óptimo



Afilado  
preciso



Pared delgada



- ✓ Rosca diseñada especialmente ➤ Para adaptarse fácilmente a diferentes plumas de insulina y permitir la administración precisa de la insulina
- ✓ Método de lubricación exclusivo ➤ Para garantizar una penetración suave y minimizar la sensación de dolor
- ✓ Tecnología de paredes delgadas ➤ Para asegurar la inyección suave y un flujo preciso de la insulina
- ✓ 9 largos de aguja diferentes ➤ Para satisfacer sus preferencias personales

# droplet<sup>®</sup>

pen needles

Para su seguridad  
y comodidad

29G



Pared delgada

**Agujas para pluma 29G  
(0,33mm) x 10mm**

N.º de cat. 8063 / Caja de 100 ud  
N.º de cat. 8133 / Caja de 10 ud



Pared delgada

**Agujas para pluma 29G  
(0,33mm) x 12mm**

N.º de cat. 8064 / Caja de 100 ud  
N.º de cat. 8134 / Caja de 10 ud

31G



Pared delgada

NUEVO

**Agujas para pluma 31G  
(0,25 mm) x 5mm**

N.º de cat. 8524 / Caja de 100 ud  
N.º de cat. 8128 / Caja de 10 ud



Pared delgada

**Agujas para pluma 31G  
(0,25mm) x 6mm**

N.º de cat. 8061 / Caja de 100 ud  
N.º de cat. 8129 / Caja de 10 ud



Pared delgada

**Agujas para pluma 31G  
(0,25mm) x 8mm**

N.º de cat. 8062 / Caja de 100 ud  
N.º de cat. 8131 / Caja de 10 ud

32G



Pared delgada

**Agujas para pluma 32G  
(0,23 mm) x 4mm**

N.º de cat. 8060 / Caja de 100 ud  
N.º de cat. 8124 / Caja de 10 ud



Pared delgada

NUEVO

**Agujas para pluma 32G  
(0,23 mm) x 5mm**

N.º de cat. 8521 / Caja de 100 ud  
N.º de cat. 8125 / Caja de 10 ud



Pared delgada

NUEVO

**Agujas para pluma 32G  
(0,23 mm) x 6mm**

N.º de cat. 8522 / Caja de 100 ud  
N.º de cat. 8126 / Caja de 10 ud



Pared delgada

NUEVO

**Agujas para pluma 32G  
(0,23 mm) x 8mm**

N.º de cat. 8523 / Caja de 100 ud  
N.º de cat. 8127 / Caja de 10 ud

CE 0344

## TRATE SU DIABETES DE MANERA SEGURA:

- 1 Consulte con un profesional de la salud para obtener ayuda a la hora de elegir la aguja para pluma Droplet<sup>®</sup> y la técnica de inyección adecuadas.
  - 2 Siga las instrucciones de uso de la aguja para pluma Droplet<sup>®</sup> y de la pluma para inyecciones.
  - 3 Después del uso, inserte el tapón protector externo sobre la aguja. para pluma.
  - 4 Deseche la aguja para pluma usada en un recipiente para elementos filosos.
- ! Las agujas para pluma no se deben reutilizar ni compartir. Las agujas son para un solo uso.**

